


Thermo Scientific™ OWL™ D2 Geniş Jel Sistemi

Jel Boyutu: (En x Boy) 14.4 x 10.2 cm
Çalışma tampon hacmi: 600 ml




OWL D2 geniş jel sistemi ile .Tek jelde 10 ila 80 örnek koşturulabilir. Standart teslimde verilen jel dökme aparatı ile aynı anda, bant, gres veya agaroz izolasyonu yapmadan 2 jel dökebilirsiniz.

OWL çok çeşitli tarak seçenekleri sunar. UV geçirgen jel tepsinde bulunan 2 tarak yuvası ile örnek sayısını iki katına çıkarır. Kaliteli, tek parça taraklar ile tarak düzeneğine gerek kalmaz. UV geçirgen jel tepsi ile bantlar kolaylıkla görülür ve bantlar floresan cetvel ile kolayca ölçülür.



Katalog No.	Tarak Tipi	Diş Sayısı	Diş Kalınlığı	Diş Geniřlięi	Önerilen Örnek Yükleme Hacimleri			
					0.25cm ²	0.5cm ²	0.75cm ²	1.0cm ²
D1-10C	Standart	10	1.0mm	12.2mm	9 µl	32 µl	55 µl	78 µl
D1-10D	Standart	10	1.5mm	12.2mm	14 µl	48 µl	82 µl	117 µl
D1-20C	Standart	20	1.0mm	5.2mm	4 µl	14 µl	23 µl	33 µl
D1-20D	Standart	20	1.5mm	5.2mm	6 µl	20 µl	35 µl	50 µl
D1-30C	Hızlı yükleme	30 (2x)	1.0mm	7.2mm	5 µl	19 µl	32 µl	46 µl
D1-30D	Hızlı yükleme	30 (2x)	1.5mm	7.2mm	8 µl	28 µl	49 µl	69 µl
D1-40C	Standart	40	1.0mm	1.7mm	1 µl	4 µl	8 µl	11 µl
D1-40D	Standart	40	1.5mm	1.7mm	2 µl	7 µl	11 µl	16 µl
D1-MTC	Hızlı yükleme	15(1x)	1.0mm	7.2mm	5 µl	19 µl	32 µl	46 µl
D1-MTD	Hızlı yükleme	30 (2x)	1.5mm	7.2mm	8 µl	28 µl	49 µl	69 µl



Sistem ařaęıdaki parçalardan oluřmaktadır:

- Ana tank
- SüperGüvenli Kapak ve buna baęlı Güç Kaynaęı baęlantısı için Kablo ve Uçları
- EasyCast Contalı UV geçirgen Jel Tepsisi
- Harici jel dökme aparatı
- 2 adet 30 kuyucuklu, 2 adet 40 kuyucuklu 1.5mm kalınlıkta tarak

