


Thermo Scientific™ OWL™ D4 Çift Katlı Jel Sistemi

Jel Boyutu: (En x Boy) 16 x 17 cm
Çalışma tampon hacmi: 800/1800 ml




OWL D4 Çift Katlı jel sistemi ile isterseniz tek jelde 51 örnek, isterseniz ikinci jeli de kullanarak aynı anda 102 örnek koşturabilirsiniz. Sistem ile bant, gres veya agaroz izolasyonu yapmadan kolayca jel dökebilirsiniz.

OWL çok çeşitli tarak seçenekleri sunar. UV geçirgen jel tepesinde bulunan 3 tarak yuvası ile örnek sayısını üç katına çıkarır. Kaliteli, tek parça taraclar ile tarak düzeneğine gerek kalmaz. UV geçirgen jel tepsi ile bantlar kolaylıkla görülür ve bantlar floresan cetvel ile kolayca ölçülür.



Tarak Seçenekleri								
Katalog No.	Tarak Tipi	Diş Sayısı	Diş Kalınlığı	Diş Genişliği	Önerilen Örnek Yükleme Hacimleri			
					0.25cm ²	0.5cm ²	0.75cm ²	1.0cm ²
D4-17C	Standart	17	1.0mm	7.2mm	5 µl	19 µl	32 µl	46 µl
D4-17D	Standart	17	1.5mm	7.2mm	8 µl	28 µl	49 µl	69 µl



Sistem aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır:

- Ana tank
- SüperGüvenli Kapak ve buna bağlı Güç Kaynağı bağlantısı için Kablo ve Uçları
- EasyCast Contalı UV geçirgen Jel Tepsi, 2 adet
- Harici jel dökme aparatı
- 6 adet 17 dişli 1.5mm kalınlıkta tarak
- Su terazisi