


Thermo Scientific™ OWL™ A3-1 EasyCast Büyük Jel Sistemi

Jel boyutu: 23 x 40 cm
Çalışma tampon hacmi: 4.5L





OWL™ A3-1 EasyCast Büyük Jel Sistemimiz büyük örnek kapasiteli bir cihazdır. Bu fonksiyonel sistemde aynı anda 25 ila 600 örnek koşuturulabilir. Cihaz her araştırmacının çalışma alanında olmasını isteyeceği nitelikte olup, yeterince ekonomiktir. Sağlamlığı ve kolay kullanımı yüksek hacimli araştırmacılar ve ayrıntılı DNA/RNA analizleri için ideal bir seçimdir.

OWL çok çeşitli tarak seçenekleri sunar. UV geçirgen jel tepsi üzerinde 12 tarak yuvası vardır. Bu şekilde örnek kuyucuğu sayısını 12 katına çıkartabilirsiniz. Kaliteli, tek parça taraklar kullanım için ayrıca tarak düzeneği gerektirmez. UV geçirgen jel tepsi ile bantlar kolaylıkla görülür ve bantlar floresan cetvel ile kolayca ölçülür.



Katalog No.	Tarak Tipi	Diş Sayısı	Diş Kalınlığı	Diş Genişliği	Önerilen Örnek Yükleme Hacimleri			
					0.25cm ²	0.5cm ²	0.75cm ²	1.0cm ²
D3-MTC	Hızlı yükleme	25(1x)	1.0mm	7.5mm	6 µl	20 µl	34 µl	48 µl
D3-MTD	Hızlı yükleme	25(1x)	1.5mm	7.5mm	8 µl	30 µl	51 µl	72 µl
D3-MT2C	Hızlı yükleme	50(2x)	1.0mm	3.0mm	2 µl	8 µl	14 µl	19 µl
D3-MT2D	Hızlı yükleme	50(2x)	1.5mm	3.0mm	3 µl	12 µl	20 µl	29 µl
D3-WALL	Bölme	1	1.5mm	230mm	-	-	-	-



Sistem aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır:

- Ana tank
- SüperGüvenli Kapak ve buna bağlı Güç Kaynağı Kablo ve Uçları
- EasyCast Contalı UV geçirgen Jel Tepsi
- 2 adet 25 ve 2 adet 50 dişli, 1.5 mm kalınlıkta tarak