

OWL, B1A Easy Cast Mini Jel Sistemi

Jel Boyutu: (En x Boy) 7 x 8 cm
Çalışma Tampon Hacmi: 400 ml

Bütün laboratuvarlar için ideal boyut

Owl B1A EasyCast Mini Jel Sistemi düzgün, kolay kullanım ve tutarlı sonuçlar için tasarlanmıştır. PCR fragmanları veya daha büyük boyutlu DNA molekülleri için mükemmel boyutlardadır.

Her şey içinde teslim edilmesi sayesinde ilave hiç bir aparata ihtiyaç duymadan jel dökülebilir ve 5 ila 24 örneği 15 dakikada koşturabilirsiniz. UV geçirgen jel tepsi üzerindeki iki tarak yuvası sayesinde örnek kuyucuğu kapasitesini iki katına çıkartabilirsiniz.

Sağlam, tek parça taraklar ayrıca tarak monte etmenizi gerektirmez.

UV geçirgen jel tepsi üzerinde UV ışıkta görülen cetvel vardır, bu sayede bant uzunlukları kolaylıkla ölçülebilir.

Sistem opsiyonel B1A-BP tampon girişleri ile de sirkülasyonlu olarak kullanılabilir.



Katalog No.	Tarak Tipi	Diş Sayısı	Diş Kalınlığı	Diş Genişliği	Önerilen Örnek Yükleme Hacimleri			
					0.25cm	0.5cm	0.75cm	1.0cm
B1A-10	Çift taraflı	10	1.0mm	4.8mm	4 µl	13 µl	21 µl	30 µl
			1.5mm	4.8mm	5 µl	19 µl	32 µl	46 µl
B1A-12	Çift taraflı	12	1.0mm	4.8mm	3 µl	10 µl	16 µl	23 µl
			1.5mm	4.8mm	4 µl	14 µl	25 µl	35 µl
B1A-6	Çift taraflı	6	1.0mm	9.1mm	17 µl	34 µl	51 µl	68 µl
			1.5mm	9.1mm	26 µl	51 µl	77 µl	102 µl
B1A-8	Çift taraflı	8	1.0mm	9.1mm	17 µl	34 µl	51 µl	68 µl
			1.5mm	9.1mm	26 µl	51 µl	77 µl	102 µl
B1A-5C	Standart	5	1.0mm	11.3mm	8 µl	30 µl	51 µl	72 µl
B1A-5D	Standart	5	1.5mm	11.3mm	32 µl	64 µl	95 µl	127 µl

Sistem aşağıdaki parçalardan oluşmaktadır:

- Ana tank
- SüperGüvenli Kapak ve buna bağlı Güç Kaynağı bağlantısı için Kablo ve Uçları
- EasyCast Contalı UV geçirgen Jel Tepsisi
- 2 Tarak: 6 & 10 Kuyucuklu, Çift taraflı, 1.0/1.5 mm kalınlık

